



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HESS! Tetű elleni szer

GYÁRTÓ: AQUA MEDİKÁL TIBBI ARAÇ VE GEREÇLER İNŞ. SAN. DİŞ. TİC. LTD. ŞTİ. • Esentepe Mah. 2953 Sk., Küçük San. Sit. 11. Blok No:54, Sultangazi, Istanbul, Türkiye

MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ: Legal Beauty Kft., 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2. | info@virusmaszk.hu

1. TERMÉKLEÍRÁS

HESS! Tetű elleni szer szilikonalapú orvostechnikai eszköz, melynek rendeltetése a fejtetvek, a lapostetvek (szeméremtetvek) és a ruhatetvek (testtetvek) elpusztítása. Fizikai úton fejti ki hatását. Fejtetvesség esetén a serkék tetűfésűvel távolíthatók el.

2. ÖSSZETÉTEL

Dimetikon, ciklopentasziloxán, folyékony paraffin.

3. RENDELTTETÉS

Fejtetvek, lapostetvek (szeméremtetvek) és ruhatetvek (testtetvek) elpusztítására szolgál.

4. JAVALLATOK

Fejtetvesség (Pediculus humanus capitis) a hajas fejbőrön; lapostetvesség (Pthirus pubis) a szeméremszőrzetben; és ruhatetvesség (Pediculus humanus corporis).

5. ELLENJAVALLATOK

3 évesnél fiatalabb gyermekeknél nem alkalmazható. Sérült vagy irritált bőrön, illetve bármely összetevővel szembeni túlérzékenység esetén nem használható. Szembe és nyálkahártyára nem kerülhet.

6. FELHASZNÁLÓI KÖR

Felnőttek, gondozók és egészségügyi szakemberek. Gyermekeknél felnőtt felügyelete szükséges. Lapostetvesség vagy ruhatetvesség esetén egészségügyi szakember tanácsa javasolt.

7. CÉLCSOPORT

3 éves és idősebb, az említett tetvességgel érintett személyek. Terhesség és szoptatás alatt használat előtt kérjen orvosi tanácsot.

8. TERMÉKMODELLEK

Termékek listája:

Referenciaszám	Termék neve	Kiszerelés
BIT-50	Tetű elleni szer	50 ml
BIT-100	Tetű elleni szer	100 ml
BIT-200	Tetű elleni szer	200 ml
BIT-1000	Tetű elleni szer	1000 ml

9. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Bőrpír, viszketés, irritáció vagy átmeneti kellemetlenség fordulhat elő. Mellékhatás esetén hagyja abba a használatot, a területet bő vízzel öblítse le; tartós tünetek esetén forduljon orvoshoz.

10. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Fejtetű: A készítményt száraz hajra és hajtövekre vigye fel. Gyengéden, de alaposan masszírozza be a fejbőrbe, majd hagyja hatni 30 percre. Tetűfésűvel távolítsa el a tetveket és serkéket, ezután samponnal mossa meg és öblítse le a haját. A fésűt tisztítsa meg. 8-10 nap múlva ellenőrizze az eredményt, és szükség esetén ismételje meg.

Lapostetű: A javallat a külső szeméremszőrzetben élő tetvekre vonatkozik. A nemi szervek nyálkahártyáival való érintkezést kerülni kell; az alkalmazás módjáról és időtartamáról kérjen egészségügyi szakembertől útmutatást.

Ruhatetű: A javallat a ruhatetvekre vonatkozik. Vegyen fel tiszta ruhát, mossa ki vagy tisztítsa meg a fertőzött ruhát, törölközőt és ágyneműt. A testen történő alkalmazásról kérjen szakmai útmutatást. Ruhára és ágyneműre ne permetezze, kivéve, ha az ilyen használat külön engedélyezett.

11. FIGYELMEZTETÉSEK

Kizárólag külsőleg, ép bőrön alkalmazható. Kerülje a szem, a száj és a nyálkahártyák érintését. Gyermekektől és gyújtóforrásoktól távol tartandó. Szembe jutás esetén bő vízzel öblítse ki. A szórófeje, a tetűfésű és a kefe nem tartozék.

12. ELTARTHATÓSÁG ÉS TÁROLÁS

Eredeti, lezárt csomagolásban, napfénytől, túlzott nedvességtől és hőtől távol tárolandó. Felbontatlanul 3 évig, felbontás után 12 hónapig használható.

13. ÁRTALMATLANÍTÁS

A megmaradt terméket és a csomagolást a helyi hulladékkezelési szabályok szerint ártalmatlanítsa.